Máscara de Proteção Facial para uso durante a Pandemia do COVID-19 (Uso Único e associado aos demais EPIs - distribuição gratuita) — 28mar20

Iniciativa do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Apoio da Fundação Médica do RS (FUNDMED) e doação anônima Confecção por alunos da FAMED da UFRGS

Esta máscara tem a aprovação verbal do Diretor Médico do HCPA para uso emergencial durante a pandemia do COVID19. Todas as unidades foram confeccionadas com <u>adequação parcial a RDC 356</u> de 23mar20 DOU (elástico de 6mm que será corrigido para 10mm – a espessura do acetato usado de 30micras não atende a RDC – recomendado 50micras).

Foram tomados os cuidados necessários para evitar riscos de contaminação com o COVID19 a partir das pessoas que manipularam as mesmas durante a confecção.

### Introdução:


Devido ao alto risco de contágio apresentado pelo COVID-19 e à falta de equipamentos de proteção individual (EPI) no mercado, tomamos a iniciativa de produzir uma máscara facial de baixo custo com o objetivo de oferecer para a rede pública. Julgamos que essa máscara é fundamental para os profissionais que trabalham com exposição à via aérea de pessoas doentes (ex: emergência, terapia intensiva, anestesia, unidade de internação e endoscopia respiratória/digestiva, entre outros). O uso da máscara de proteção facial DEVERÁ SEMPRE estar associado ao da máscara cirúrgica usual ou N95, proporcionando uma proteção adicional contra o risco de contágio das vias aéreas e mucosa ocular.

A máscara é confeccionada com os produtos abaixo:

- 1. Lâmina de acetato na cor cristal (31x24cm) 30 micras Proteção facial
- 2. Elástico de Poliester 67%/Elastodieno 33% 6mm de largura Fixação da cabeça
- 3. Isomanta de 20mm de espessura Anteparo de contato com a fronte do usuário
- 4. Cola de contato Colagem do anteparo na Lâmina de Acetato e no elástico

O objetivo dessa iniciativa é proporcionar maior proteção aos profissionais da saúde. O uso deve ser único e exclusivo durante a pandemia e com produção por voluntários sem qualquer fim comercial (distribuição gratuita).

## Ilustrações:





O HCPA não tem responsabilidade legal por este produto.

Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser encaminhada para <a href="https://hugo@oliveira.com">hugo@oliveira.com</a>

# Descrição da confecção:

### 1. Lâmina de acetato

Dimensões de 31x24cm Espessura de 30 micras Fazer o arredondamento das bordas para evitar trauma (uso do tamanho A4 pode ser aceitável – 21x29,9cm) (Tamanho A3 cortado produz 2 folhas tamanho A4)

Custo Unitário: R\$ 0,80 - 2,00



## 2. Furos


Fazer 2 furos usando furador de papel com distância de 1,5 e 3cm das bordas nas duas extremidades horizontais mais largas



#### 3. Elástico

Passar o elástico (10mm ou semelhante) cortado com 40cm de comprimento, conforme demonstrado na figura ao lado, fixando com durex as pontas.

Custo Unitário: R\$ 0,18




# 4. Isomanta 20mm

Cortar a isomanta com 2,5cm de largura e 24cm de comprimento.

Aplicar cola de contato nas extremidades e no centro, deixando 10-15min antes aplicar no acetato

Custo Unitário: R\$ 0,13



# 5. Colagem e finalização

Aplique a isomanta sobre o acetato e mantenha uma pressão por 15min com algum objeto para garantir a colagem. Lembre-se de usar esse dispositivo com uma máscara cirúrgica ou N95.

Custo Unitário: R\$ 0,05



# **MONTAGEM DE MÁSCARAS - ORIENTAÇÕES:**

Materiais adicionais:

- 1. Furador de papel para os furos (estamos em processo de automatização dos furos junto com o arredondamento das bordas)
- 2. Tesoura para aparar as bordas (IMPORTANTE PARA EVITAR TRAUMA NO ATENDIMENTO)
- 3. Durex para fixação do elástico antes da colagem.
- 4. Cotonete para a passar a cola.
- 5. Livros para fixar a cola (15min)

Trabalhar em equipe reduzida de 2 ou 3 pessoas que estejam em isolamento e sem contato com pessoas de risco. Se houver a suspeita de contágio, avise-nos que iremos providenciar outro grupo. Mantenha o ambiente da confecção limpo e sem trânsito dentro da residência.

Ao iniciar o trabalho, higienize bem as mãos (se possível, tome banho antes).

Use máscara N95 (entregue no kit)

Após terminar, acondicione em lotes de 15 unidades usando embalagem disponível.

Siga as instruções que serão definidas para recolhimento das máscaras e recebimento de material para confecção de novos produtos.

Obs: Cada grupo produzindo 60 ou 120 máscaras por dia.

### Alunos da FAMED da UFRGS

Bruno Brasil Rabolini Carolina Predinger Eric Sutil
João Edson Predinger Julia Tsao Schein Maikson Mendes
Mariana Codevila Bueree Pereira Marina Siqueira Flores Zingara Alves

#### **Voluntários:**

Diogo Martins de Oliveira Médico
Marcelo Yturrusgaray Kupka Engenheiro
Silvia Martins de Oliveira Médica
















# VISTORIA DE QUALIDADE E EMPACOTAMENTO.

Mesmos cuidados sanitários acima.

Colocação de 15 máscaras em cada pacote de plástico. Usamos pacotes de plástico tamanho 32x48cm espessura 012. As máscaras são acondicionadas colocando-se 8 e 7 em sentido oposto. Em cada pacote é colocada uma bula que corresponde a primeira página deste documento.





Professor da Faculdade de Medicina da UFRGS
Chefe da Unidade de Endoscopia respiratória do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do HCPA
hugo@oliveira.com
Porto Alegre RS Brasil

